

| 目录 | 名称            | 单位 | 规格、型号  | 功能及规格  | 图示（参考图片）   | 数量  | 备注 |
|----|---------------|----|--|--|--|-----|----|
| 1  | 护理床<br>(核心产品) | 套  | ①床面尺寸：<br>1960mm*900mm*460mm<br>②便孔尺寸：210*280mm<br>③外形尺寸：<br>2090mm*1040mm*520mm<br>④便孔尺寸：210X280mm<br>⑤床面框架尺寸：<br>20*30*1.0mm，材质：碳钢 | 1、功能：<br>(1) 起背功能<br>(2) 抬腿功能<br>(3) 落腿功能<br>(4) 左侧翻身功能<br>(5) 右侧翻身功能<br>(6) 助便功能<br>(7) 洗头功能<br>起背角度：0-75° ±5°<br>落腿：30° 至-50° ±5°<br>左右翻身角度：0-50° ±5°<br>2、ABS 护栏：<br>整床配置四片 ABS 升降护栏，造型设计结合了自然美学与人体工程学；<br>ABS 升降护栏，具有一键释放外展下放式功能，同时护栏不使用时可藏于床板下，美观大方、坚固耐用；本款护理床配置的护栏，通过阻尼器缓冲，控制护栏升降速度和噪音，保证了升降平稳，同时降低了护栏升降的噪音对病患的影响同 |  | 133 | /  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>时具有防夹手功能。</p> <p>3、医用静音移动脚轮：<br/>采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。</p> <p>4、床垫：<br/>使用专用密度棉医用床垫一床，厚度<math>\geq 6\text{cm}</math>，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。</p> <p>5、腿部承重：<br/>支撑材料采用方管，安全、牢靠、长期使用不变形。</p> <p>6、左右翻身滑轮设计：<br/>在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。</p> <p>7、防侧滑、防下滑设计：<br/>执行起背时背框两侧和坐垫会向内、向上收缩防止卧床者因滑动而造成二次伤害</p> <p>8、全翻设计：适合腿部没有活动能力的卧床者，翻身折起身体保持一致性更好一些</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>9、床体可承载重量<math>\geq 240</math> kg左右。</p> <p>10、材料：</p> <p>（1）床帮采用厚度为<math>\geq 1.0</math>mm 的方管。床面采用厚度<math>\geq 0.6</math>mm 的方管。</p> <p>（2）床体喷涂工艺：<br/>床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。</p> <p>10、电机<br/>配置专用医用电机，具有CE 认证，选用电机电动控制体位变换，电机性能稳定，升降平稳可靠，安静无噪音，防水防尘，配有定时翻身功能。</p> <p>11、产品配置<br/>医用静音脚轮、ABS 四小护栏、床垫、洗头盆、便盆、ABS 床头床尾、输液架、电机。</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|